

## ملحق (2): التخزين والنقل للأجهزة والمستلزمات الطبية لمقدمي الرعاية الصحية

<p>1 ينبغي أن تكون منطقة تخزين الأجهزة والمستلزمات الطبية كما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ مصممة أو مهيأة لتخزين الأجهزة والمستلزمات الطبية.</li> <li>○ نظيفة وذات مساحات كافية تسمح بعملية التنظيف والفحص.</li> <li>○ مجهزة بمقياس درجة حرارة/رطوبة لمراقبة التغيرات الحاصلة في درجات الحرارة و/ أو الرطوبة.</li> <li>○ الأسطح والرفوف -إن وجدت-، تكون مصنوعة من أو مغطاة بمادة غير مسامية تسمح بتنظيفها بشكل صحيح وآمن.</li> <li>○ محتوية على مكان لعزل الأجهزة والمستلزمات الطبية التالفة أو المعطوبة أو منتهية الصلاحية أو المغشوشة أو المستدعاة، على أن يتم تمييز هذا المكان بعلامة واضحة ومراقبته إلى حين اتخاذ قرار نهائي بشأنها.</li> <li>○ تتوفر فيها إضاءة وتهوية كافية.</li> <li>○ وجود خطة طوارئ في حالة انقطاع التيار الكهربائي في منطقة التخزين.</li> </ul>	<p>منطقة التخزين</p>
<p>2 ينبغي على مقدم الرعاية الصحية تعقب الأجهزة والمستلزمات الطبية في منطقة التخزين عند قيام الهيئة أو المصنع باستدعائها، وذلك عن طريق رقم المجموعة/التشغيلية أو الرقم التسلسلي الخاص بها.</p>	<p>التعقب في منطقة التخزين</p>
<p>3 ينبغي متابعة تاريخ انتهاء صلاحية الأجهزة والمستلزمات الطبية في منطقة التخزين من خلال عملية الجرد الدوري لتفادي صرف الأجهزة منتهية الصلاحية عن طريق الخطأ.</p>	
<p>4 ينبغي إرسال نسخة من نموذج النقل إلى القسم المختص بالأجهزة والمستلزمات الطبية لتحديث سجل الجهاز أو المستلزم الطبي من أجل تتبع الجهاز أو المستلزم الطبي لغرض صيانتها أو استخدامه أو تقييم احتياجاته المستقبلية.</p>	<p>النقل</p>
<p>5 ينبغي أن تنقل الأجهزة والمستلزمات الطبية بطريقة تضمن المحافظة عليها من التغيرات الحاصلة في درجات الحرارة و/ أو الرطوبة، مما يضمن سلامتها وكفاءتها وجودتها وأدائها للغرض الذي صنعت من أجله.</p>	

6	ينبغي أن تكون المركبة المستخدمة لنقل الأجهزة والمستلزمات الطبية مصممة ومجهزة بطريقة تضمن حماية الأجهزة والمستلزمات الطبية من الظروف البيئية والمناخية المحيطة بها.	
7	عند الحاجة لتفكيك الجهاز أو المستلزم الطبي وإعادة تجميعه في مواقع مختلفة، ينبغي أن يتم ذلك بواسطة شخص مختص ومؤهل ووفقاً لتوصيات المصنع.	
8	ينبغي نقل الأجهزة والمستلزمات الطبية وحملها بعناية وفق طبيعة كل جهاز/مستلزم طبي.	
9	ينبغي الإبلاغ عند حدوث أو ملاحظة أي تلف أو كسر للأجهزة والمستلزمات الطبية أثناء النقل.	
10	ينبغي أن تكون وسيلة النقل أو الحاوية نظيفة وملائمة لغرض النقل.	
11	<p>ينبغي تخزين ونقل الأجهزة والمستلزمات الطبية وفقاً لتعليمات المصنع لمنع تلفها. هذه التعليمات تتعلق بواحدة أو أكثر من الآتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ درجة الحرارة (ينبغي أن تحفظ الأجهزة والمستلزمات الطبية خلال النقل و/أو التخزين في نطاق درجات حرارة محددة من قبل المصنع).</li> <li>○ الرطوبة والبلل.</li> <li>○ التعرض للضوء.</li> <li>○ الوضعية الصحيحة للعبوة/الحاوية.</li> <li>○ العدد الأقصى للعبوات التي يمكن رصّها فوق بعض.</li> <li>○ أي تعليمات أخرى.</li> </ul> <p>ملاحظة 1: إذا لم تتضمن البطاقة التعريفية للجهاز أو المستلزم الطبي المعلومات المتعلقة بظروف التخزين والنقل، ينبغي على مقدم الرعاية الصحية الحصول على تلك المعلومات بتقديم طلب للمصنع و/أو ممثله المعتمد في المملكة.</p> <p>ملاحظة 2: إذا لم يوضح المصنع التعريفات المتعلقة بقيم درجات الحرارة وظروف التخزين و/أو النقل على البطاقة التعريفية للجهاز أو المستلزم الطبي، يمكن الرجوع إلى <a href="#">الملحق (3)</a>.</p> <p>ملاحظة 3: ينبغي مراقبة ظروف التخزين والنقل (مثل درجة الحرارة ونسبة الرطوبة) التي يشترطها المصنع وتسجيلها بشكل دوري.</p>	تعليمات المصنع

<p>بالإضافة إلى تعليمات المصنع الخاصة بالأجهزة والمستلزمات الطبية المعقمة، ينبغي أن يكون التخزين والنقل للأجهزة والمستلزمات الطبية المعقمة بصورة تحمي عبواتها من الآتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ البيلل.</li> <li>○ أشعة الشمس المباشرة.</li> <li>○ الأوساخ.</li> </ul> <p>ملاحظة: الأجهزة والمستلزمات الطبية المعقمة إذا تأثرت سلامة عبواتها تعتبر غير معقمة.</p>	<p>12</p> <p>الأجهزة والمستلزمات الطبية المعقمة</p>
<p>ينبغي أن يكون لدى العاملين المعنيين بالتخزين والنقل للأجهزة والمستلزمات الطبية ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ المعرفة اللازمة بتلك الأنشطة.</li> <li>○ القدرة على التعامل مع الأجهزة والمستلزمات الطبية التي تتطلب ظروف نقل وتخزين خاصة.</li> </ul>	<p>13</p> <p>العاملون</p>
<p>ينبغي أن يكون لدى جميع مقدمي الرعاية الصحية المعنيين بالتخزين والنقل للأجهزة والمستلزمات الطبية إجراءات مكتوبة توضح الممارسات الواجب اتباعها لضمان تخزينها ونقلها وفقاً لتعليمات المصنع. وعادةً ما تكون هذه الإجراءات المكتوبة جزءاً من نظام إدارة الجودة.</p>	<p>14</p> <p>الإجراءات المكتوبة</p>